




die wellicht meer geluid produceert en uw slaap en die van uw partner zou kunnen verstoren.

Hoe controleer ik de effectiviteit van het apparaat?

- De makkelijkste manier is uw bedpartner te vragen of u nu op uw zij of op uw buik slaapt en of u snuist tijdens uw slaap.

distribuidor.

- Em caso de incidente grave, contacte o fabricante ou a autoridade competente.

Especificações:

het – Bij slaappapen kan een verminderd vermogen tot overgang een positief teken zijn, – het is hoe dan ook noodzakelijk tot u een arts raadpleegt om de therapie te valideren.	<table border="1"> <tr> <td>Alimentação</td> <td>2 pilhas alcalinas AAA</td> </tr> <tr> <td>Vida da bateria</td> <td>Entre 2 e 6 meses*</td> </tr> <tr> <td>Classificação</td> <td>Dispositivo médico de acordo com a diretiva da UE 2017/745.</td> </tr> <tr> <td>Feedback de vibração</td> <td>Níveis de intensidade ajustáveis</td> </tr> </table>	Alimentação	2 pilhas alcalinas AAA	Vida da bateria	Entre 2 e 6 meses*	Classificação	Dispositivo médico de acordo com a diretiva da UE 2017/745.	Feedback de vibração	Níveis de intensidade ajustáveis
Alimentação	2 pilhas alcalinas AAA								
Vida da bateria	Entre 2 e 6 meses*								
Classificação	Dispositivo médico de acordo com a diretiva da UE 2017/745.								
Feedback de vibração	Níveis de intensidade ajustáveis								

Wanneer het huidige lichtschakel is, veroorzaakt een korte druk op de middele knop een korte tilling. Gemiddeld: bij een gedoeceerde luidheid zal de groene LED om de 30 seconden kort knippen. Indicator batterijniveau: Wanneer de rode LED de groene LED vervang, bewijzen wij aan de batterijen niet te vervangen. Als de batterijen niet op tijd worden vervangen, zal het apparaat niet meer starten en drimalt in zal de rode LED drimalt knippen. Automatische uitschakeling:	Indicator visual Tamanho do cinto de tecido Peso do dispositivo Dimensões do dispositivo Condições de funcionamento	7 minis Um LED vermelho e um verde Recomendado para um circunferência entre 70" ~ 26 g (sem pilhas) 76,5 x 35 x 14,5 mm" Temperatura ambiente % Centígramos de humidade
--	--	---

[illegible]

toeren met de handlamp. Het licht moet altijd gericht zijn op de twee
schroeven vast. Plaats het hulpmiddel terug in de batterijen.

* Opmerking: als het hulpmiddel niet werkt nadat u de batterijen heeft
geplaatst, moet u de polariteit van de batterijen controleren. Als het
probleem aanhoudt moet u controleren of de geplaatste batterijen nieuw en
opgeladen zijn.

* Opmerking: gebruik alleen een PH1 Philips schroevendraaier.

Reiniging en onderhoud van het apparaat:

Reinig het hulpmiddel met een licht vochtige kam. Was het hand
oort of stroomde water. De riem van textiel kan niet met het hand
oort of stroomde water. Gebruik een zachte borstel.

Verificação realizada utilizando pilhas novas, totalmente carregadas e com
boa qualidade, encontradas no mercado. E quando o aparelho não funciona
devido a problemas de energia, substitua as pilhas imediatamente. O aparelho
funcionou desde que o contato não vibrou mais de 1 hora por noite.
* Dispositivo sozinho, sem a necessidade de ser carregado.

Garantievoorwaarden:

Het apparaat heeft een garantie van 1 jaar, op voorwaarde dat de veiligheidsnormen worden nageleefd. De garantie dekt de batterijen en hierdoor veroorzaakte schade.

Verwijdering en buitengebruikstelling van het product:

Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, moet u contact opnemen met de plaatselijke bevoegde autoriteiten of uw distributeur voor het verwerken van het afval.

⚠ Wettelijk voorgeschreven informatie over de elektrische veiligheid

Klasse van het hulpmiddel:	I
Toegestelde norm:	IEC 60601-1 : 2005 + A1:2012
Toegestapt onderdeel:	BF
Licentie:	Zonder

⚠ Wettelijk voorgeschreven informatie over de elektromagnetische compatibiliteit

Classificatie: Het apparaat is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van IEC60601-1: 2015 elektromagnetische

Contraïndicaties:

- Um dispositivo inteligente para a terapia posicional (A)
- Um cinto ajustável (B)
- Doses pilares alcalinas tipo AAA de 1,5 V C (C)
- Instruções de utilização (D)

Indicações:

Permite o tratamento posicional da Roncopatia ou ressonância da cabeça como «roncopatia/apneia relacionada à posição durante o sono».

O dispositivo altera para uma posição dorsal que promove o apneia com vibração e faz com que o utilizador altere a sua postura, reduzindo assim o ressonar.

Contra-indicações:

⚠ Dispositivo formalmente vedado aos portadores de estímulos cardíacos (pacemaker).

Possíveis efeitos secundários

- Distúrbio do sono
- Dores dorsais

⚠ Não persistam os efeitos secundários incómodos, interrompa a utilização da dritese e solicite conselho médico.

Instalação do cinto:

- Remova a proteção das pilhas puxando a aba vermelha.

PT Instruções
Cinto de segurança posicional

15 segundos, o sistema vibrará intermitentemente até que repositição lateral ou de braços.

Para desligar o dispositivo:
Prima o botão central do dispositivo durante cerca de 2 a 3 s. Uma longa vibração indica que o aparelho está desligado.

Ajustar os níveis de intensidade das vibrações do dispositivo:
Com o dispositivo desligado, pressione o botão central durante segundos e mantenha-o pressionado. O dispositivo produzirá

 O fabricante e o distribuidor não podem ser responsabilizados se o dispositivo tiver sido usado, modificado, reparado e/ou submetido a intervenções técnicas não autorizadas.

- Leia este manual antes de usar o produto.
- Guarde este manual com o dispositivo do qual ele é parte integrante. Use este dispositivo apenas para os fins estritos de uso pretendido.

de intensidades variadas. Quando ocorrer a intensidade de vibração adequada para si, deve de pressionar o botão. Desto do dispositivo memorizou o seu nível de intensidade. O aparelho desligado e está pronto para ser ligado novamente mantendo memória o nível de intensidade escolhido.

Conselhos de utilização:

Durante as primeiras noites, as vibrações produzidas pelo produto disturbam o sono; portanto, é necessário preparar um

- Em caso de *conditio sine qua non* pode estar sofrendo de apneia do sono, consulte um médico para uma avaliação completa.
- Ao abrir a embalagem, verifique a integridade do dispositivo, prestando especial atenção aos danos nas peças de plástico.
- Utilize apenas pilhas alcalinas do tipo especificado neste manual.
- Em caso de uso NÃO prolongado, é necessário remover as pilhas do dispositivo.
- Use as disposições sobre ruídos interiores ou silenciosas.

• Não use o dispositivo em ambientes onde existam misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigênio ou dióxido nitroso.

• O dispositivo médico requer precauções especiais no que diz respeito à relação de compatibilidade eletromagnética e deve ser instalado e usado longe de dispositivos de comunicação de RF móveis e portáteis (teléfonos, computadores, etc.) que podem influenciar este dispositivo.

• Você dorme facilmente deitado de lado ou de bruços, e se durante o sono.

• Em caso de apneia do sono, uma redução da fadiga diurna pode ser considerada um sinal positivo;

• no entanto, é indispensável consultar um médico para verificar a validade da terapia.

IEU0004-14-0-01-13 January v4.0

