

[FR] Mise en place et adaptation à votre nez :

Si le port du dilateur provoque une gêne ou une irritation des muqueuses, au besoin, placer le dans l'eau chaude (60°C) et former en fonction de votre nez. Si la gêne persiste, cessez le port de l'appareil. En cas d'incident grave, contacter le fabricant.

[DE] Einsatz und Anpassung an Ihre Nase :

Sollte das Tragen des Nasenspreizers zu Unbehagen oder Schleimhautreizungen führen, legen Sie ihn ggf. in heißes Wasser (60°C) und passen Sie ihn an Ihre Nase an. Wenn die Beschwerden anhalten, benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Bei einem schwerwiegenden Vorfall den Hersteller kontaktieren.

[IT] Collocazione e adattamento al naso :

Se indossare il dilatatore provoca fastidio o irritazione delle mucose, se necessario, porre in acqua calda (60°C) e adattarlo al naso. Se il fastidio persiste, interrompere l'uso del dispositivo. In caso di evento grave, contattare il produttore.

[FR] Entretien :

Laver à l'eau tiède savonneuse. Pour garantir hygiène et efficacité, changer le clip tous les 3 mois. Conserver à température ambiante. En fin de vie, jeter le dispositif à la poubelle.

[!] Ne pas laisser le produit à la disposition des enfants.

[DE] Pflege :

Mit lauwarmem Seifenwasser reinigen. Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, ClipAir spätestens alle drei Monate auszuwechseln. Bei Umgebungstemperatur aufbewahren. Nach Ende der Lebensdauer im Haushaltsmüll entsorgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

[IT] Istruzioni per l'uso :

Lavare in acqua tiepida e sapone dopo l'uso. Per motivi di igiene, è consigliabile cambiare il clip ogni 3 mesi. Conservare a temperatura ambiente. Al termine del ciclo di vita, gettare il dispositivo nella spazzatura.

[!] Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.

[FR/DE/IT] Signification des symboles / Bedeutung der Symbole / Significato dei simboli

- Fabricant / Hersteller / Produttore
- Représentant légal autorisé dans l'union européenne / Bevollmächtigter
- Vertreter in der Europäische Union / Rappresentante legale autorizzato nell'unione europea
- Numéro de lot / Chargennummer / Numero di lotto

- Date limite d'utilisation / Mindesthaltbarkeitsdatum / Data limite di utilizzo
- Référence de catalogue / Artikelnr. im Katalog / Riferimento di catalogo
- Craint l'humidité / Feuchtigkeitsempfindlich / Teme l'umidità
- Lire les instructions / Gebrauchsanweisung lesen / Leggere le istruzioni
- Attention / Achtung / Attenzione
- Dispositif médical de classe I conforme aux normes européennes / Medizinprodukt der Klasse I nach europäischen Standards / Dispositivo medico di classe I conforme alle norme europee
- Conserver à l'abri de la lumière / Lichtgeschützt aufbewahren / Tenere al riparo dalla luce
- Recyclage / Wiederverwertung / Riciclo
- Un seul patient, plusieurs utilisations / Einzelner Patient, mehrfach anwendbar / Singolo paziente, uso
- Multiplo Dispositif médical / Medizinprodukt / Dispositivo medico