

Oscimed SA  
Allée du Quartz 3  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds  
Switzerland  
Tél: +41 32 926 63 36  
FAX: +41 32 926 63 50  
E-mail: [info@oscimedsa.com](mailto:info@oscimedsa.com)

## Table à plâtre



## **Brève description du produit**

Grâce à sa double articulation et à son cadre bas et large, cette table à plâtre est très rigide. Utilisée conjointement avec la potence optionnelle, cette table trouve sa place dans chaque salle de plâtre.

La partie dorsale et les jambes peuvent être ajustées individuellement dans toutes les positions grâce aux vérins à gaz. Les parties des jambes sont ajustables séparément jusqu'à un angle de 90° incliné vers le bas.

La table est ajustable en hauteur grâce à un vérin électrique à commande à pied ou à main.

La table est toujours équipée de roulettes et d'un système de verrouillage central qui permet aux roues de freiner simultanément.

## **Caractéristiques du produit**

- Dimensions:  
185 x 60cm (sans potence)  
205 x 60cm (avec potence)
- Hauteur ajustable: 65 - 115cm
- Capacité: 175kg
- Le cadre est revêtu de peinture époxy
- Peu d'entretien sur les articulations et les parties mobiles
- Tous les pieds sont ajustables pour assurer la stabilité sur les sols inégaux.
- Fabrication européenne.
- Garantie 2 ans sauf la sellerie.

Référence: TP 01

## OPTIONS:

Supplément pour largeur spéciale 70 cm au lieu de 60 cm

Référence: TP 09

Supplément pour porte-rouleau de drap d'examen.

Référence: TP 05

Potence

Référence: TP 06



Support genoux rembourré avec des tubes horizontaux ajustables

Référence : TP 03



Système d'interrupteur à barre  
Référence : TP 04



Interrupteur à pédale supplémentaire  
Référence : TP 07



Interrupteur à main supplémentaire  
Référence: TP 08

